

Nieuwe leeromgeving LN Labsoft



De nieuwe Labsoft heeft de naam “LN Labsoft” en is te vinden met bovenstaand symbool. Niet te verwarren met de oude Labsoft App die hetzelfde symbool draagt.

Login

Name

Please enter your username.

Password

LOGIN

CREATE NEW ACCOUNT...

Register

Name

Gebruiker1

Password

Wachtwoord123

Repeat password

Wachtwoord123

REGISTER

LOGIN WITH EXISTING ACCOUNT...

In dit veld wordt de naam en het wachtwoord ingevoerd. Wanneer er nog geen account gemaakt is, moet de gebruiker op “create new account” drukken.

Dit maakt het eenvoudig voor de student om een account aan te maken.

Antwoorden toevoegen

Accountinstellingen

Dashboard view showing course categories and a list of courses under 'Automotive (UniTrain/EloTrain)'. The 'DASHBOARD' tab is highlighted.

Op de startpagina van Labsoft is de keuze er tussen twee tabbladen, "Dashboard" en "Course". Met deze knoppen schakel je tussen het overzicht en de cursus. De linker afbeelding laat het dashboard zien waar alle cursussen gevisualiseerd zijn. Het aantal geïnstalleerde cursussen is per cursuscategorie te zien. Wanneer er op een cursus geklikt wordt, verschijnt onderstaand beeld.

In de bovenste zoekbalk kan er gericht worden gezocht naar beschikbare cursussen. Ook kan er gericht naar steekwoorden worden gezocht binnen een cursus. Onderstaande afbeelding laat dit zien.

Course page view showing search results for 'VDR'. The search bar is highlighted. The search results window shows the following results:

Result	Hits
Kaart "Niet-lineaire weerstanden"	5
Spanningsafhankelijke weerstand VDR	7

The detailed view of the 'Spanningsafhankelijke weerstand VDR' course is shown below the search results.

Vraag indienen bij Labsoft support

Tabblad inklappen

Cursustitel

Onderwerp pagina

Theorie pagina

Experiment pagina

Kennistest pagina

Op dit moment bevinden we ons in de “Course” view. Links is de cursusstructuur met verschillende pagina’s te zien. Een cursuspagina kies je door op de gewenste pagina in de linker kolom te klikken of door de cursuspagina’s te bladeren door middel van de pijltjesknoppen beneden, zoals in rood aangegeven.

Home knop

Eén stap terug / Eén stap vooruit

Meetinstrumenten

Extra instrumenten

Help menu (informatie over instrumenten etc.)

Workspaces

Taalkeuze

Instellingen

The screenshot shows a user interface for a learning management system. At the top, there is a navigation bar with 'DASHBOARD', 'COURSE', and a search bar. A user profile 'GEBRUIKER1' is visible. A prominent orange banner says 'Welcome back!' and asks if the user wants to continue with a course titled 'Elektrische aandrijving in wagens, bedrijfswagens en tweewielers'. A 'CONTINUE NOW' button is highlighted with a red box. Below this, there are filters for 'ALL' (30) and 'IN PROCESS' (3). The 'Last attended courses' section features three course cards. The first card, 'Gelijkstroomtechniek', has a red box around its statistics: 'Pages visited: 17%', 'Correct answers: 4%', and 'Overall progress: 10%'. A red box also highlights a circular progress indicator on the 'Gelijkstroomtechniek' card. The other two cards are 'Elektrotechniek 1' and 'HV Battery with Smart Relays'.

Wanneer de student op een later moment terug komt in de les, is er de mogelijkheid om verder te gaan op het punt waar men voor het laatst gebleven is met de knop “continue now”. De student kan voortaan ook zien wat zijn huidige status is in een bepaalde cursus door de muis op de cirkel te houden. Zo kan men zien hoeveel pagina’s er bezocht zijn, het aantal correct beantwoorde vragen beantwoord, en de algemene vooruitgang. Dit zijn statistieken die voorheen enkel docenten konden zien in Classroom manager, maar nu beschikbaar zijn voor de student.

Installatie van LN Labsoft

Om de nieuwe LN Labsoft te installeren is er een downloadbestand benodigd. Deze kan gevonden worden op de [website van Lucas-Nülle](#).

Wij weten hoe belangrijk uw huidige data is. Daarom is het mogelijk om de oude Labsoft gewoon te overschrijven zonder dat er waardevolle gegevens verloren gaan. Wij raden aan om de oude Labsoft App eerst te verwijderen om conflicten met de oude Labsoft App te voorkomen.

U start de installatie als volgt:

1. Open het LN-Labsoft.exe bestand.
2. Start de installatie nadat deze gedownload is.
3. (Mocht uw PC het bestand niet herkennen, klik dan op “meer informatie” en dan de knop “toch uitvoeren”).
4. Kies voor de Engelse installatie. De Labsoft omgeving kan daarna nog naar Nederlands gezet worden.
5. Vink alle vier de opties aan en druk op twee keer op next, zodat de installatie start.
6. De installatie is voltooid. U kunt nu LN Labsoft openen op uw PC.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Stijn (stijn@new-age-learning.nl)